

**BAUSCH + LOMB**

# ReNu®

**ADVANCED**  
plyn wielofunkcyjny  
vieućelový roztok  
viacućelový roztok

**pl: Należy zapoznać się uważnie z treścią niniejszej ulotki i zachować ją, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Zaleca się, aby wszyscy specjaliści omówili te informacje ze swoimi pacjentami.**

Do pielęgnacji, czyszczenia, usuwania białek, dezynfekcji, płukania i przechowywania wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, w tym silikonowo-hydrozgelowych

**Instrukcje:**
W celu pielęgnacji, czyszczenia, usuwania białek i dezynfekcji soczewek kontaktowych należy wykonać następujące proste kroki:

**KROK 1:** Nanieść co najmniej 3 krople płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced na każdą soczewkę z obu stron i delikatnie pocierać przez 20 sekund.

**KROK 2:** Dokładnie wypłukać soczewki z obu stron płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced przez 5 sekund.

**KROK 3:** Oczyszczone soczewki umieścić w pojemniku na soczewki i napełnić go świeżym płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced. Pozostawić soczewki w płynie przez co najmniej 4 godziny. Należy zawsze używać świeżego płynu.

Soczewki są gotowe do założenia. Jeżeli na soczewkach znajdują się resztki osadu, przed założeniem należy je opłukać płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced.

Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami specjalisty. Biorąc pod uwagę indywidualny skład łez i harmonogram noszenia soczewek specjalista może zalecić dodatkowe produkty lub procedury. Jeśli soczewki nie będą założone natychmiast, należy przechowywać je w zamkniętym pojemniku na soczewki.

Soczewki przed użyciem, można przechowywać w zamkniętym pojemniku przez maks. 30 dni. W przypadku przechowywania soczewek przez dłuższy czas, należy przed założeniem oczyścić je i zdezynfekować świeżym płynem wielofunkcyjnym ReNu® Advanced.

**Skład:**

Jalowy roztwór izotoniczny zawierający poloksaminę, poloksamer 181, diglicynę, cytrynian sodu, kwas borowy, boran sodu, sól dwuosłowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego i chlorek sodu, konserwanty potrójnym systemem dezynfekcyjnym (biguanid poliaminopropylu 0,00005%, poliquaternium 0,00015% i aleksydyna 0,0002%).

**Działanie:**

Stosowany codziennie plyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced rozpuszcza białko, czyści, rozrzedza i usuwa nagromadzony film, zanieczyszczenia i osady z miękkich soczewek kontaktowych. Plyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced pomaga zapobiegać powstawaniu drażniących osadów na powierzchni soczewki. Niszczy szkodliwe drobnoustroje znajdujące się na soczewce. Plyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced służy także do płukania soczewek.

**Korzyści** ze stosowania płynu wielofunkcyjnego **ReNu® Advanced:**

Plyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced ma wyjątkowo potrójny system dezynfekujący. Plyn wielofunkcyjny ReNu® Advanced nawilża soczewki.

**Wskazania (zastosowanie):**

Plyn wielofunkcyjny **ReNu® Advanced** jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji, czyszczenia, usuwania złogów białkowych, płukania, dezynfekcji chemicznej (nie termicznej) i przechowywania miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych, w tym soczewek silikonowo-hydrozgelowych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

**Przeciwskazania (kiedy nie stosować):**

Nie w znanych przeciwwskazani do stosowania płynu wielofunkcyjnego **ReNu® Advanced**. Jednak nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

**OSTRZEŻENIE: PROBLEMY Z SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI I PRODUKTAMI DO ICH PIELĘGNACJI MOGĄ BYĆ PRZYCZYŃĄ INFEKCJI I/LUB OWRZODZENIA ROGÓWKI I PROWADZİĆ DO UTRATY WZROKU.** Należy koniecznie stosować się do zaleceń swojego specjalisty I przestrzegać wszystkich podanych na etykiecie instrukcji dotyczących właściwego użycia soczewek i produktów do ich pielęgnacji, w tym pojemników do przechowywania soczewek.

Problemy z oczami, w tym owrżdzenia rogówki, mogą szybko się rozwijać i prowadzić do utraty wzroku. Soczewki przeznaczone do noszenia w trybie dziennym powinny być zdejmowane na czas snu. Badania kliniczne wykazały, że pozostawienie soczewek na oku na noc wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych. Soczewki przeznaczone do noszenia w trybie przedłużonym należy regulamie zdejmować w celu oczyszczenia i dezynfekcji lub wymiany na nowe zgodnie z harmonogramem zaleconym przez specjalistę.

Badania kliniczne wykazały, że częstość występowania ciężkich reakcji niepożądanych jest większa u osób noszących soczewki w trybie przedłużonym niż u osób noszących soczewki w trybie dziennym. Badania wykazały także, że ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych jest tym większe, im dłużej nosi się soczewki w trybie przedłużonym bez zdejmowania w celu oczyszczenia i dezynfekcji lub wymiany na nowe. Badania wykazały również, że reakcje niepożądane występują częściej u osób palących. W przypadku pojawienia się uczucia dyskomfortu, nadmierne łzawienia, zmiany w widzeniu lub zaczerwienienia natychmiast zdejść soczewki kontaktowe i niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. Osobom noszącym soczewki kontaktowe zaleca się zgłaszanie na wizyty do specjalisty dwa razy do roku lub częściej, zgodnie z zaleceniami.

**Przechowywanie soczewek w płynie:**

- Pojemnik na soczewki należy napełniać za każdym razem świeżą porcją płynu, nie wolno dolewać świeżego płynu do zużytego ani używać tej samej porcji wielokrotnie. Plyn należy wylać natychmiast po wyjęciu soczewek z pojemnika.
- Nie należy narażać soczewek na kontakt z wodą z kranu, butelkowaną, destylowaną ani z żadnym niejakołym płynem. Nie należy używać wody ani niejakołych płynów do przechowywania soczewek i płukania pojemnika na soczewki.

- OSTRZEŻENIE:**
- Niewyłanie płynu z pojemnika na soczewki po każdym użyciu, dolaanie świeżego płynu do starego lub użycie wody do pielęgnacji soczewek może doprowadzić do zanieczyszczenia skutkującego uszkodzeniem oka i potencjalną utratą wzroku.

**Czas pocierania i płukania:**

- Nanieść co najmniej 3 krople płynu na każdą soczewkę z obu stron i pocierać przez 20 sekund.
- Płukać soczewki z obu stron płynem przez 5 sekund.

**OSTRZEŻENIE:**

- Abym odpowiednio zdezynfekować soczewki i zmniejszyć ryzyko ich zanieczyszczenia, należy przestrzegać wszystkich zaleceń na etykiecie produktu dotyczących czasu pocierania i płukania. Krotsze tarcie lub płukanie może spowodować, że soczewki nie będą odpowiednio oczyszczone.
- Do dezynfekcji soczewek nigdy nie należy używać wody, soli fizjologicznej ani kropli nawilżających. Te płyny nie zdezynfekują soczewek. Niestosowanie zalecanego środka dezynfekującego może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

**Pielęgnacja pojemnika na soczewki:**

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pojemnik na soczewki płynem dezynfekującym do soczewek.
- Każdorazowo po wyjęciu soczewek pojemnik należy oczyścić, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. Aby umożliwić usunięcie nadmiaru płynu z pojemnika, można go suszyć do góry dnem.
- Pojemnik na soczewki należy wymieniać regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące.

**OSTRZEŻENIE:**

- Nie należy używać wody ani niejakołych płynów do przechowywania soczewek i płukania pojemnika na soczewki. Należy używać tylko świeżego płynu wielofunkcyjnego, aby nie zanieczyścić soczewek ani pojemnika na soczewki. Stosowanie niejakołego płynu może prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub ślepoty.

**Działanie wody:**

- Podczas noszenia soczewek nie należy narażać ich na kontakt z wodą.
- Należy zapytać swojego specjalistę o zalecenia dotyczące noszenia soczewek podczas aktywności związanej z wodą.

**Data przydatności:**

- Wyrzucić pozostały plyn po upływie 90 dni od otwarcia.

**OSTRZEŻENIE:**

- Stosowanie płynu wielofunkcyjnego po dacie przydatności może skutkować jego zanieczyszczeniem i prowadzić do ciężkiej infekcji, pogorszenia wzroku lub utraty wzroku.

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:**

- Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji użycia produktu może prowadzić do utraty wzroku.
- Należy zgłaszać się na regularne kontrole do specjalisty.
- Przed dotknięciem soczewek należy zawsze umyć i wysuszyć ręce.
- Nie używać wody z kranu, wody butelkowanej czy silyny do soczewek czy pojemnika na soczewki.
- Nie stosować w przypadku braku lub uszkodzenia pierścienia zabezpieczającego butelkę.
- Do czyszczenia i dezynfekcji soczewek kontaktowych należy używać wyłącznie świeżego roztworu. Po każdym cyklu dezynfekcji należy zawsze wylać plyn pozostaly w pojemniku na soczewki.
- Sól fizjologiczna ani krople nawilżające nie zdezynfekują soczewek.
- Należy zawsze wymieniać plyn, soczewki i pojemnik na soczewki na nowe zgodnie z zaleceniami.
- Abym uniknąć zanieczyszczenia, nie należy dotykać końcówką butelki żadnej powierzchni. Po użyciu dokładnie zakręcić nakrętkę.
- Nie stosować dezynfekcji termicznej/ciepłej.

**Środki ostrożności:**

- Zawsze wyłączać roztwór z pojemnika na soczewki po każdym użyciu.
- Butelka powinna być szczelnie zamknięta, gdy nie jest w użyciu.
- Przechowywać plyn w temperaturze pokojowej. Nie zamarzać.
- Zużyć przed datą ważności na opakowaniu kartonowym i butelce.
- Wyrzucić pozostały plyn po upływie 90 dni od otwarcia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Reakcje niepożądane (problemy i jak sobie z nimi radzić):** Mogą wystąpić następujące problemy:
klucie, pieczenie lub swędzenie oczu (podrażnienie), obniżenie komfortu w porównaniu z pierwszym użyciem soczewek, uczucie czegoś obcego w oku (ciało obce, zadrapanie), nadmierne łzawienie oka (łzawienie), nietypowe wydzieliny z oka, zaczerwienienie oka, zmniejszona ostrość widzenia (słaba ostrość widzenia), nieostre widzenie, tęcza lub halo wokół przedmiotów, wrażliwość na światło (światłowstręt) lub suchosć oczu. W razie wystąpienia któregoś z powyższych objawów:

**Natychmiast zdjąć soczewki.**

- Jeśli dyskomfort lub problem ustąpi, należy przyrzyć się soczewce.
- Jeśli soczewka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy jej ponownie zakładać. Umieścić soczewkę w pojemniku na soczewki i skontaktować się ze swoim specjalistą.
- Jeśli na soczewce znajdują się zanieczyszczenia, rzęsa lub inne ciało obce, lub problem ustąpił, a soczewka wygląda na nieuszkodzoną, należy ją dokładnie oczyścić, wypłukać i zdezynfekować, a następnie ponownie ją założyć.

**Jeśli problem nie ustępuje, należy natychmiast zdjąć soczewkę i skonsultować się ze swoim specjalistą.**

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, może to oznaczać poważne zagrożenie, takie jak, infekcja, owrżdzenie rogówki, neowaskularyzacja lub zapalenie tęczówki. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę i leczenie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń oczu.

W celu oceny potencjalnego zakażenia oka, na wizycie u lekarza okulisty należy zabrać ze sobą soczewki, plyn i pojemnik na soczewki aby wykonać posiew i rozpoznać mikroorganizmy.

**Pravidlowa higiena przy pielęgnacji soczewek:**

- Przed dotknięciem soczewek należy zawsze umyć i opłukać ręce.
- Każdorazowo po zdjęciu soczewek należy je oczyścić, wypłukać i zdezynfekować.
- Zawsze należy zdejmować/zakładać soczewki od tej samej strony, lewej lub prawej, by uniknąć pomyłek.
- Po użyciu pojemnik na soczewki należy zawsze opróżnić i wypłukać świeżą porcją płynu wielofunkcyjnego ReNu® Advanced i pozostawić do wyschnięcia. Nieużywana butelka powinna być szczelnie zamknięta.

Sposób dostarczania wyrobu: wielofunkcyjny plyn **ReNu® Advanced** jest dostępny w sterylnych plastikowych butelkach. Butelki i kartony są oznaczone numerem serii i datą ważności.

*®/™* are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

©2020 ©Bausch & Lomb Inc.

**Data wydania:** 2021-05

**cs: Přechtěte si prosím pozorně tuto příbalovú informaci a uschovejte ji pro budoucí potrebu. Doporučuje se, aby všichni oční lékaři tyto informace prodiskutovali se svými pacienty.**

Ošetřuje, čistí, odstraňuje bílkoviny, dezinfikuje, oplachuje, uchovává všechny měkké kontaktní čočky včetně silikon-hydrogelových čoček.

**Pokyny:**

ČOČKI-1 ošetřit, čistit, odstranit bílkoviny a dezinfikovat kontaktní čočky, postupujte takto:
**KROK 1:** Aplikujte alespoň 3 kapky víceúčelového roztoku ReNu® Advanced na každou stranu povrchu čočky a jemně čistěte po dobu 20 sekund.

**KROK 2:** Důkladně opláchněte každou stranu čočky po dobu 5 sekund pomocí víceúčelového roztoku ReNu® Advanced.

**KROK 3:** Vyčištěné kontaktní čočky vložte do pouzdra na čočky a naplňte čerstvým víceúčelovým roztokem ReNu® Advanced. Nechte ponorené na nejméně 4 hodiny. Pamatujte, že musíte vždy použít čerstvý roztok.

Vše kontaktní čočky jsou nyní připraveny k použití. Pokud na kontaktních čočkách zůstane jakákoli zbytky, opláchněte je před vložením do očí víceúčelovým roztokem ReNu® Advanced.

Vždy dodržujte instrukce svého očního specialisty. Na základě Vašeho individuálního složení slz a harmonogramu nošení čoček může Váš oční lékař doporučit další produkty nebo postupy. Pokud si kontaktní čočky nenasadíte okamžitě, uložte je do uzavřeného pouzdra na čočky.

Čočky mohou být uchovávány v neotevřeném pouzdru až do doby, kdy jsou připraveny k nošení, maximálně po dobu 30 dní. Pokud Vaše čočky uchovávejte delší dobu, musí být před nasazením vyčištěny a vydezinfikovány čerstvým víceúčelovým roztokem ReNu® Advanced.

**Obsah:**

Sterilní izotonický roztok, který obsahuje: poloxamin, poloxamer 181, diglycin, citrát sodný, kyselinu boritou, boritan sodný, edetát disodný a chlorid sodný a je konzervovaný trojitým dezinfekčním systémem (polymainopropyl biguanid 0,00005%, polykvaternium 0,00015% a alexidin 0,0002%).

**Postup:**

Při každodenním použití víceúčelový roztok ReNu® Advanced rozpouští bílkoviny a čistí, uvolňuje a odstraňuje nahromaděný povlak, zbytky a usazeniny z měkkých kontaktních čoček. ReNu® Advanced víceúčelový roztok pomáhá zabraňovat tvorbě dráždivých usazenin na povrchu čočky. Hubí škodlivé mikroorganismy na čočkách. ReNu® Advanced víceúčelový roztok může být používán také pro oplachování čoček.

**Prínosy** víceúčelového roztoku **ReNu® Advanced:**
ReNu® Advanced víceúčelový roztok má unikátní trojitý dezinfekční systém. ReNu® Advanced víceúčelový roztok rehydratuje čočky.

**Indikace (Použití):**

**ReNu® Advanced** víceúčelový roztok je indikován pro každodenní ošetření, čištění, odstraňování bílkovinyých usazenin, oplachování, chemickou (nikoli tepelnou) dezinfekci a uchování měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček, včetně silikon-hydrogelových kontaktních čoček, podle doporučení Vašeho očního specialisty.

**Kontraindikace (Důvody pro nepoužití):**

Pro použití víceúčelového roztoku **ReNu® Advanced** nejsou známy žádné kontraindikace. Pokud jste však alergický(á) na jakoukoli složku přípravku, nepoužívejte jej.

**VAROVÁNÍ: PROBLÉMY S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI A PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O ČOČKY MOHOU VÉST K INFEKCI A/NEBO VŘEDU ROHOVKY A ZPŮSOBIT ZTRÁTU ZRAKU.** Pro správné používání čočka a přípravků určených pro péči o čočky, včetně pouzdra na čočky je nezbytné, aby se řídili pokyny svého očního specialisty a všemi pokyny v údajích o výrobku.

Oční problémy, včetně vředů rohovky, se mohou vyvinout rychle a mohou vést ke ztrátě zraku. Denní čočky nejsou indikovány pro nošení přes noc a neměly by být používány během spánku. Klinické studie ukázaly, že riziko závažných nežádoucích účinků se zvyšuje, když se tyto čočky používají přes noc. Čočky pro dlouhodobé použití mají být pravidelně vyměny pro čištění a dezinfekci nebo pro likvidaci a výměnu podle plánu předepsaného Vaším očním specialistou. Klinické studie ukázaly, že u osob, které používají kontaktní čočky pro dlouhodobé nošení, je zvýšený výskyt závažných nežádoucích účinků ve srovnání s uživateli jednodenních kontaktních čoček. Studie rovněž prokázaly, že riziko závažných nežádoucích účinků se zvyšuje, čím déle se čočky nosí před vymytím k čištění a dezinfekci nebo k likvidaci a výměně. Studie také prokázaly, že kuřáci mají vyšší výskyt nežádoucích účinků. Pokud se u Vás objeví nepříjemné pocity, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí očí, okamžitě čočky vyjměte a rychle kontaktujte svého očního lékaře. Doporučuje se, aby osoby používající kontaktní čočky navštívily svého očního specialistu dvakrát ročně nebo častěji, je-li to doporučeno.

**Namáčení a uchování Vašich čoček:**

- Své pouzdro na čočky naplňte čerstvým roztokem vždy při uložení svých čoček a nikdy „nedoplňujte“ nebo nepoužívejte roztok opakovaně. Rostok zlikvidujte ihned po vyjmutí čoček z pouzdra na čočky.

- Čočky by neměly přijít do kontaktu ani být uchovávány ve vodě, pouzdro na čočky nemá být oplachováno vodou, jako například vodou z vodovodního kohoutku, z láhve nebo destilovanou vodou či jakýmkoli nesterilním roztokem.

**VAROVÁNÍ:**

- Pokud roztok z pouzdra na čočky po každém použití nezlividujete, pokud „doléváte“ roztok nebo použijete vodu pro ošetření svých čoček, může dojít ke kontaminaci s výsledným poraněním oka a možnou ztrátou zraku.

**Doba čištění a oplachování:**

- Mněte povrch čočky po dobu 20 sekund s použitím nejméně 3 kapek roztoku na každé straně čočky.
- Každou stranu čočky oplachujte roztokem po dobu 5 sekund.

**VAROVÁNÍ:**

• Dodržujte doporučené doby ošetření a oplachování čoček uvedené v příbalovém letáku, aby došlo k odpovídající dezinfekci čoček a snížilo se riziko jejich kontaminace. Při zkrácení doby ošetření nebo oplachování nemusí být čočky dostatečně čisté.

- Nikdy nepoužívejte vodu, slany roztok nebo zvlhčovací kapky pro dezinfekci svých čoček. Tyto roztoky čočkám neposkytnou dezinfekci. Nepoužití doporučeného dezinfekčního prostředku může vést k těžké infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

**Péče o pouzdro na čočky:**

- Před prvním použitím pouzdro na čočky a jeho víčko důkladně opláchněte pomocí dezinfekčního roztoku na kontaktní čočky.
- Při každém vyjmutí čoček pouzdro očistěte, vypláchněte a osušte. Aby mohl nadbytečný roztok odtéct, můžete při sušení na vzduchu pouzdro otočit.
- Své pouzdro na čočky často vyměňujte, nejméně jednou za tři měsíce.

**VAROVÁNÍ:**

- Neuchovávejte čočky nebo neoplachujte pouzdro na čočky vodou nebo jakýmkoli nesterilním roztokem. Používejte pouze čerstvý víceúčelový roztok, aby nedošlo ke kontaminaci čoček nebo pouzdra. Použití nesterilního roztoku může vést k závažné infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

**Účinky vody:**

- Nevystavujte své kontaktní čočky během nošení vodě.
- Požadejte svého očního specialistu o doporučení ohledně nošení čoček při jakékoli činnosti, při které dochází ke kontaktu s vodou.

**Datum likvidace:**

- Veškerý zbývající roztok zlikvidujte 90 dnů po otevření.

**VAROVÁNÍ:**

- Použití víceúčelového roztoku po datu použitelnosti může vést ke kontaminaci roztoku a k závažné infekci, ztrátě zraku nebo slepotě.

**Důležité bezpečnostní informace:**

- Vždy postupujte podle instrukcí pro použití výrobku. Nedodržení návodu pro použití může vést ke ztrátě zraku.
- Pravidelně navštěvujte svého očního lékaře.
- Nepoužívejte roztok z kohoutku, balenou vodu nebo sliny při manipulaci s čočkami nebo pouzdem na čočky.
- Nepoužívejte, pokud je pojistný kroužek na lahvičce poškozený nebo chybí.
- Pro čištění a dezinfekci kontaktních čoček používejte pouze čerstvý roztok.
- Po každém dezinfekčním cyklu vždy zlikvidujte zbývající roztok z pouzdra na čočky.
- Sliny nebo zvlhčující kapky nejzajíjí roztok z pouzdra na čočky.
- Vždy vyměňujte své roztoky, čočky a pouzdro na čočky dle instrukcí.
- Abym nedošlo ke kontaminaci roztoku, nedotýkejte se hrotem nádobky žádného povrchu. Po použití nasadte víčko.
- Nepoužívejte tepelnou (termální) dezinfekci.

**Upozornění:**

- Po každém použití vždy roztok z pouzdra na čočky zlikvidujte.
- Uchovávejte lahvičku těsně uzavřenou, pokud ji nepoužíváte.
- Uchovávejte roztok při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem.
- Použijte před uplynutím data použitelnosti uvedeného na krabičce a lahvičce.
- Veškerý zbývající roztok zlikvidujte 90 dnů po otevření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Nežádoucí účinky (Potíže a co dělat):** Mohou se vyskytnout následující potíže: pocit bodání, pálení nebo svědění očí (podráždění), pohoří je míra než při prvním vložení čočky do oka, pocit něčeho v oku (cizí těleso, posrabaná oční chána), nadměrné slzení oka, neobyčejlý výtok z oka, zarudnutí oka, snížená ostrota vidění (špatná zraková ostrost), rozmazané vidění, duhý nebo halo efekt kolem objektů, citlivost na světlo (fotobie) nebo suchost očí. Pokud si všimnete čehokoli z výše uvedeného:

**Okamžitě vyjměte své čočky.**

- Pokud nepříjemné pocity nebo problém odezní, čočky si pak pečlivě prohlédněte.
- Pokud jsou čočky poškozené, nekládejte je zpět do pouzdra. Vložte je do pouzdra na uchovávání čoček a kontaktujte svého očního lékaře.
- Pokud je na čočce nečistota, řasa nebo jiné cizí těleso, nebo problém odezní a čočka se zdá nepoškozená, důkladně očko očistěte, opláchněte a vydezinfikujte a poté ji znovu vložte do oka.

**Pokud problém přetrvává, okamžitě vyjměte čočky a poradte se s lékařem.**

Pokud se vyskytné kterykoli z výše uvedených příznaků, může to být známká závažného stavu, jako je infekce, vřed rohovky, neovaskularizace nebo iritida (zánět duhovky). Okamžitě vyhleďte odbornou konzultaci a ošetření, abyste se vyhnuli závažnému poškození očí. Na konzultaci u svého očního lékaře pro posouzení potřebné oční infekce přineste čočky, roztok a pouzdro na čočky s sebou, aby bylo možné provést kultivaci a lépe identifikovat jakéoli mikroorganismy.

**Správná hygiena a péče o čočky:**

- Vždy si před manipulací s čočkami umyjte a opláchněte ruce.
- Vždy vyjmouti čočky očistěte, opláchněte a dezinfikujte.
- Vždy nejprve zavádějte stejnou čočku, pravou nebo levou, abyste se vyhnuli záměně.
- Po použití vždy vyprázdněte a vypláchněte pouzdro na čočky čerstvým víceúčelovým roztokem ReNu® Advanced a nechte ho uschnout na vzduchu.
- Způsob dodání: Víceúčelový roztok **ReNu® Advanced** lze zakoupit ve sterilních plastových lahvičkách. Lahvičky a krabičky jsou označeny číslem řady a datem použitelnosti.

*™/™* jsou obchodní značky společnosti Bausch & Lomb Incorporated nebo jejich poboček.

©2020 ©Bausch & Lomb Inc.

**Datum vydání:** 2021-05

**sk: Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Odporúča sa, aby oftalmológ preveril nasledovné informácie u svojich pacientov.**
ReNu® Advanced čistí, odstraňuje bielkoviny, dezinfikuje a oplachuje všetky mäkké kontaktné čočky vrátane silikon-hydrogelových.

**Návod na použitie**

**Dodržujte nasledovné kroky pri čistení kontaktných šošoviek, dezinfekcii a odstraňovaní proteínov.**

**KROK 1:** Nakvapkajte 3 kvapky ReNu® Advanced na každú stranu povrchu šošovky a jemne trite prstom 20 sekund.

**KROK 2:** Opláchnite každú stranu šošovky po dobu 5 sekúnd s roztokom ReNu® Advanced.
**KROK 3:** Vyčistené kontaktné šošovky vložte do pouzdra na šošovky a naplňte ich novým roztokom ReNu® Advanced. Nechajte namočené v roztoku najmenej 4 hodiny. Nezabúdajte vždy používať čerstvý roztok.

Vaše šošovky sú teraz pripravené na používanie. V prípade, ak sa objavja na šošovke nečistoty, opláchnite ju s roztokom ReNu® Advanced predtým, ako si ju vložíte do oka.

Vždy sa riadte inštrukciami vášho očného špecialistu.váš lekár alebo očný špecialista vám doporučí dodatočné produkty alebo postupy a to v závislosti na chemickom zložení vášho slzného filmu a frekvencie nosenia šošoviek. Ak práve nenosíte kontaktné šošovky, uložte ich do uzavretého pouzdra na šošovky.

**Uchovávanie**

Neotevorenou puzdre uchovávajte kontaktné šošovky najviac 30 dní. Ak sa pred opätovným použitím šošovky uchovávať v puzdre viac ako 30 dní, je ich potrebné